

**Быстрый надежный гемостаз,
бережный к прилегающим тканям**

Гемоблок® Haemoblock®



**Инновационная разработка
Московского областного НИИ крови
12 лет исследований
5 патентов**

Широкий спектр применения:

Абдоминальная хирургия

Нейрохирургия

Эндоскопия и эндохирургия

Гнойная хирургия

Травматология

Урология

Проктология

Офтальмология (при операциях на веках, конъюнктивальных сводах, склере, роговице)

Акушерство и гинекология

Сосудистая хирургия

Отоларингология

Ожоги

Постоперационный уход

Стоматология

Ветеринария

Гемоблок – универсальный местный гемостатик:

- Быстрота действия
Гемостаз наступает за 1-2 минуты
- Комплексный эффект
Местный гемостатик
Местное антисептическое действие
- рН-нейтральный — не оказывает влияния на ткани

Средство гемостатическое «Гемоблок»
по ТУ 9391-002-68087337-2012

Регистрационный номер медицинского
изделия ФСР 2012/13587

Дата государственной регистрации
медицинского изделия 08.08.2013



Гемоблок® Наеmoblock®

Первый в мире
жидкий гемостатик



Состав: 1% водный раствор неполной серебряной соли полиакриловой кислоты.

Высокая гемостатическая активность

Гемостаз наступает в течение 1-2 минут. При взаимодействии с белками плазмы крови (главным образом альбумином) «Гемоблок» образует полимерный комплекс в виде эластичного сгустка.

Действует независимо от состояния свертывающей системы крови

Эффективен при ДВС-синдроме, гемофилии, приеме антикоагулянтов

Повторные кровотечения отсутствуют

Не влияет на функцию гемостаза в общем кровотоке

Антисептический эффект

Выраженная антимикробная активность в отношении большинства микроорганизмов обусловлена наличием в составе препарата наночастиц серебра. Препарат обеспечивает профилактику заражения ран и послеоперационных швов.

pH-нейтральный

Не оказывает побочного влияния на соприкасающиеся ткани, не имеет прижигающего, вяжущего или раздражающего действия.

Отсутствие нейротоксичности

Эффективен и безопасен в любом возрасте

Биологическая безопасность

Отсутствие компонентов крови человека и животного, что полностью предотвращает возможность передачи трансмиссивных заболеваний.

Методика применения:

- Стерильно смачивают марлевые салфетки и прикладывают к кровоточащей предварительно осушенной поверхности раны на 1-2 минуты
- Ирригация раневой поверхности без последующего смывания
- Лапороскопически
- Через инструментальный канал эндоскопа

Форма выпуска: флаконы по 15 мл, 20мл, 30 мл, 50мл 1% раствора. Стерильно.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия 140080 Московская область, г. Лыткарино, ул. Советская, 13

Тел./факс: +7 (495) 552-18-18, 555-30-44, 555-33-44, 225-33-44

www.diaclon.net